


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pnkr Для Вестерн-Блоттинга — Q96T60

Артикул: CM0028500



введение

Кроличья поликлональная антитело против PNKP, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает PNKP человека, мыши и крысы — бифункциональную киназу/фосфатазу, необходимую для репарации ДНК. Идеально подходит для исследований репарации повреждений ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PNKP кроличья pAb
Примечания/Альясы	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
Вид	Человек
ID гена (человек)	11284
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 60-320 белка PNKP человека (NP_009185.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96T60
Молекулярная масса белка	57кДа
Доставка	Айс-пак