

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pnlip Для Вб, Иф-П, Ифа — P16233

Артикул: CM0030680



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против панкреатической липазы человека (PNLIP), валидирована для ВБ, ИФ-П, ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований липидного обмена и функции поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PNLIP Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	5406
GeneID	5406
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 166–465 человеческого PNLIP (NP_000927.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16233
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Хладоэлемент