

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pnliprp1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P54315

Артикул: CM0020210



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий неактивный панкреатический липазо-связанный белок 1 (PNLIPRP1/PLRP1), валидированная для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами, идеально подходит для исследований поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PNLIPRP1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PLRP1; PNLIPRP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5407
ID гена	5407
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 298–467 человеческого PNLIPRP1 (NP_006220.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54315
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет