


Поликлональное Антитело Против Pnliprp2 Для Wb, If-P, Ифа — P54317

Артикул: CM0015553



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PNLIPRP2/PLRP2. Валидировано для WB, IF-P, ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований липидного обмена, панкреатического пищеварения и нейронных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PNLIPRP2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	PLRP2; PNLIPRP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5408
ID гена	5408
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 301-470 человеческого PNLIPRP2 (NP_005387.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P54317
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет