


Поликлональное Антитело К Pnma2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9UL42

Артикул: CM0031047



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PNMA2 (паранеопластический антиген Ma2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований в области нейроонкологии и паранеопластических синдромов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PNMA2 Кроличье pAb
Псевдонимы/Примечания	MA2; MM2; RGAG2; PNMA2
Вид	Человек
ID гена	10687
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого PNMA2 (NP_009188.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS Accession	Q9UL42
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике