


Поликлональное Антитело Anti-Pno1 Для Wb, Elisa — Q9Nrx1

Артикул: CM0022410



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PNO1 — нуклеоларный РНК-связывающий белок, участвующий в биогенезе рибосом. Валидировано для применения в вестерн-блоттинге и ELISA, с перекрёстной реактивностью к образцам человека и крысы. Идеально подходит для исследований рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PNO1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	RRP20; KHRBP1; PNO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	56902
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-252 человеческого PNO1 (NP_064528.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9NRX1
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом