

Анти-Pnpo Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb - Q9Nvs9

Артикул: CM0020035



введение

Это антитело к PNPO валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Оно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Используется для исследований метаболизма витамина B6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PNPO кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PDXPO; HEL-S-302; PNPO
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55163
GeneID	55163
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-261 человеческого PNPO (NP_060599.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NVS9
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом