

Поликлональное Антитело Против POC1A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nbt0

Артикул: CM0029499

введение

Кроличье поликлональное антитело против POC1A для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Направлено против центриолярного белка POC1A, участвующего в сборке центриолей и цилиогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к POC1A
Примечания/Алиасы	PIX2; SOFT; WDR51A; POC1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	25886
ID гена	25886
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 138-407 белка POC1A человека (NP_056241.3))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NBT0
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодовой пакет