

Анти-Подопланнин Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q86YI7

Артикул: CM0005206



введение

Анти-Подопланнин кроличий моноклональный антитело (UniProt Q86YL7) для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный Подопланнин. Полезен при изучении рака, миграции клеток и адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Подопланнин кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Подопланнин
Вид	Человек
GeneID (человек)	10630
GeneID	10630
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 63-162 человеческого Подопланина (Q86YL7).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86YL7
Молекулярный вес белка	17 кДа
Доставка	Ледяной пакет