

Кроличье Моноклональное Антитело Против Podoplanin Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - Q62011

Артикул: CM0011384



введение

Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P и ELISA, это кроличье моноклональное антитело специфично к мышинному Podoplanin (Gp38/T1alpha). Идеально подходит для исследований лимфатического развития, метастазирования рака и миграции клеток. Специфично к мыши, ~18 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Podoplanin
Примечания/Алиасы	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	10630
GeneID	14726
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-133 мышинного Podoplanin (NP_034359.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62011
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	В пакете со льдом