


Кроличья Поликлональная Антитело Против Подопланина Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q86YI7

Артикул: CM0021869



введение

Кроличья поликлональная антитело против подопланина (Aggrus/Gp36), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения клеточной миграции, развития лимфатической системы и биологии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Podoplanin Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanin
Вид	Человек
GeneID (человек)	10630
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 99-199 человеческого подопланина (NP_006465.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86YL7
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодовой пакет