


## Кроличыи Поликлональные Антитела К Подоплантину Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Артикул: CM0013473



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому подоплантину (PDPN, Aggrus, GP36), валидированные для WB, IHC-P, ELISA; реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Для исследований миграции опухолей, лимфатической системы и тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Подоплантин, кроличьи pAb                                                                                                  |
| Примечания/алиасы            | T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanin                                  |
| Вид                          | Человек                                                                                                                    |
| Идентификатор гена (человек) | 10630                                                                                                                      |
| Идентификатор гена           | 10630                                                                                                                      |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-131 человеческого подоплантина (NP_006465.3). |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                     |
| Категория                    | Поликлональные антитела                                                                                                    |
| Применение                   | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность    | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                       |
| SWISS                        | Q86YL7                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка     | 17 кДа                                                                                                                     |
| Доставка                     | Сумка-холодильник с                     |