


Кроличье Поликлональное Антитело К Pof1B Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q8Wvv4

Артикул: CM0023251



введение

Кроличье поликлональное антитело POF1B, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, реагирует с белками человека и крысы. Подходит для исследований организации эпителиальных монослоев и развития яичников. SWISS: Q8WVV4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к POF1B
Примечания/Альтернативные названия	POF; POF2B; POF1B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79983
GeneID	79983
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 330-560 белка POF1B человека (NP_079197.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8WVV4
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	В сумке со льдом