

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pofut2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Y2G5

Артикул: CM0017757



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого POFUT2 (FUT13), валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеальны для изучения О-фукозилирования белков, содержащих TSR-повторы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POFUT2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	FUT13; C21orf80; POFUT2
Вид	Человек
GeneID	23275
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-370 человеческого POFUT2 (NP_056042.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2G5
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом