

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Poglut1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Nbl1

Артикул: CM0022848



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого POGLUT1 (Rumi, CLP46), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути Notch, гликозилирования и развития мышечной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к POGLUT1
Примечания/синонимы	Rumi; CLP46; MDSRP; C3orf9; KTELC1; LGMD2Z; MDS010; hCLP46; KDELC1; LGMDR21; POGLUT1
Вид	Человек
Идентификатор гена	56983
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-280 человеческого POGLUT1 (NP_689518.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q8NBL1
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Хладагент