


Моноклональное Антитело Anti-Pold1 Для Wb, Elisa — P28340

Артикул: CM0009732



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против каталитической субъединицы ДНК-полимеразы дельта человека (POLD1), валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб POLD1
Примечания/синонимы	CDC2; MDPL; POLD; CRC510; POLD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5424
GeneID	5424
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1000-1107 человеческого POLD1 (P28340).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28340
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом