


Поликлональное Антитело Anti-Pold2 Для Вестерн-Блоттинга - P49005

Артикул: CM0030808



введение

Поликлональное антитело кролика Anti-POLD2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует человеческий POLD2 (субъединицу 2 ДНК-полимеразы дельта) с перекрестной реактивностью к мыши и крысе; широко используется в исследованиях репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLD2 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	POLD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5425
GeneID	5425
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-360 человеческого POLD2 (NP_006221.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49005
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	В пакете со льдом