


Поликлональные Антитела К Pold3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15054

Артикул: CM0026845



введение

POLD3 Rabbit pAb, кроличьи поликлональные антитела к субъединице 3 ДНК-полимеразы дельта для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; подходят для образцов человека и мыши. Предназначены для исследований репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLD3 Rabbit pAb
Примечание/Синонимы	P66; P68; PPP1R128; POLD3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10714
GeneID	10714
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 197-466 человеческого POLD3 (NP_006582.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q15054
Молекулярная масса белка	51 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом