

Поликлональные Антитела Кролика Против Poldip2 Для Вб И Ифа - Q9Y2S7

Артикул: CM0015476



введение

Это поликлональное антитело получено у кролика против человеческого POLDIP2 и валидировано для Вестерн-блоттинга (ВБ) и иммуноферментного анализа (ИФА). Оно распознает белок массой 42 кДа и обладает перекрестной реактивностью с ортологами мыши и крысы, что делает его ценным инструментом для исследований репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLDIP2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	p38; POLD4; PDIP38; POLDIP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	26073
ID гена	26073
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в области 250–350 человеческого POLDIP2 (NP_056399.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2S7
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодовой пакет