

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Pole2 Для Wb И Elisa - P56282

Артикул: CM0017443



введение

Поликлональное антитело кролика к POLE2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA; реагирует с белками человека и мыши. Субъединица 2 ДНК-полимеразы эpsilon, участвующая в репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLE2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	DPE2; POLE2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5427
GeneID	5427
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P56282
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом