

Поликлональное Антитело Anti-Pole4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nr33

Артикул: CM0026901

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий POLE4 (p12), вспомогательную субъединицу ДНК-полимеразы эpsilon. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, идеально для исследований репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLE4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p12; YHHQ1; POLE4
Вид	Человек
ID гена	56655
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-117 человеческого POLE4 (NP_063949.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NR33
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом