

Анти-Pole4 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nr33

Артикул: CM0023859

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого POLE4, субъединицы ДНК-полимеразы эпсилон, участвующей в репликации и репарации ДНК. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLE4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	POLE4; YHHQ1; p12; субъединица 4 ДНК-полимеразы эпсилон
Вид	Человек
ID гена	56655
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого POLE4 (NP_063949.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NR33
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	В ледяном пакете