

Кроличья Поликлональная Антитела Против Polg2 - Q9Uhn1

Артикул: CM0027994



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против POLG2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Специфичны к человеческому, мышиному, крысиному POLG2 (Q9UHN1), вспомогательной субъединице митохондриальной ДНК полимеразы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLG2 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	HP55; POLB; PEOA4; POLGB; MTPOLB; MTDP516; MTDP516A; MTDP516B; POLG-BETA; POLG2
Вид	Человек
GeneID (человек)	11232
GeneID	11232
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 216-485 человеческого POLG2 (NP_009146.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHN1
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	В термосумке со льдом