


Анти-POLL Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Ugp5

Артикул: CM0030455



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой ДНК-полимеразы лямбда (POLL), валидированные для WB и ELISA, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для исследований путей репарации ДНК, включая репарацию оснований и негомologичное соединение концов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLL кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	BETAN; POLKAPPA; POLL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27343
GeneID	27343
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 421-575 человеческого POLL (NP_037406.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UGP5
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом