


Кроличье Поликлональное Антитело Против Polr1C Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15160

Артикул: CM0014088



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок POLR1C (RPAC1), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Необходимо для изучения транскрипции РНК-полимеразой I/III, функции ядрышка и путей, связанных с лейкодистрофией. - O15160

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR1C Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AC40; RPA5; TCS3; HLD11; RPA39; RPA40; RPAC1; RPC40; POLR1C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9533
GeneID	9533
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого POLR1C (NP_976035.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15160
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом