


Анти-Polr1E Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ip, Elisa - Q9Gzs1

Артикул: CM0013738



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против POLR1E (PAF53/RPA49), субъединицы Pol I, жизненно важной для транскрипции рРНК. Валидированы для WB, IP, ELISA; реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальны для исследований ядрышка и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR1E кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	A49; PAF53; PRAF1; RPA49; POLR1E
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64425
GeneID	64425
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-419 человеческого POLR1E (NP_071935.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZS1
Молекулярная масса белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом