


Кроличье Моноклональное Антитело Против Polr2A (N-Конец) Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Хип, Ифа - P24928

Артикул: CM0002675



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против POLR2A (N-конец), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, хроматин-иммунопреципитации и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований транскрипции РНК-полимеразы II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против POLR2A (N-конец)
Примечания/Альтернативные названия	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A (N-конец)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5430
GeneID	5430
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 550-650 белка POLR2A человека NP_000928.1
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, хроматин-иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24928
Молекулярная масса белка	217 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом