


Кроличья Поликлональная Антитела Против Polr2A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - P24928

Артикул: CM0024670



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий POLR2A (RPB1), каталитическую субъединицу РНК-полимеразы II. Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ELISA. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Идеальны для исследований механизмов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR2A Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5430
GeneID	5430
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого POLR2A (NP_000928.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24928
Молекулярная масса белка	217 кДа
Доставка	В пакете со льдом