


Поликлональное Антитело К Polr2В Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P30876

Артикул: CM0030289



введение

Поликлональное антитело к POLR2B, полученное на кролике, валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П и ИФА. Распознает POLR2B (134 кДа) человека, мыши, крысы. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 1-260). Ключевое значение для исследований транскрипции РНК-полимеразой II и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	POLR2B Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RPB2, POL2RB, hRPB140, POLR2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	5431
GeneID	5431
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 белка POLR2B человека (NP_000929.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30876
Молекулярная масса белка	134 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом