

Поликлональное Антитело Anti-Polr2D Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa — O15514

Артикул: CM0020060



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий POLR2D — основную субъединицу РНК-полимеразы II. Валидировано для WB, IF/ICC, IP, ELISA; перекрёстно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR2D Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RBP4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
Вид	Человек
Идентификатор гена	5433
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-142 человеческого POLR2D (NP_004796.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O15514
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом