


Поликлональное Антитело Против Polr2F Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P61218

Артикул: CM0026636



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на POLR2F (RPABC2), общую субъединицу РНК-полимераз I, II, III. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с образцами человека и крысы. Идеально для исследований механизмов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR2F Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RPB6; POLRF; RPC15; RPABC2; RPB14.4; HRBP14.4; RPABC14.4; POLR2F
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5435
GeneID	5435
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-127 человеческого POLR2F (NP_068809.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P61218
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом