

Кроличья Поликлональная Антитело Против Polr2G Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - P62487

Артикул: CM0027110



введение

Кроличья поликлональная антитело против субъединицы RPB7 РНК-полимеразы II человека (POLR2G). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для исследований транскрипции и РНК-полимеразы II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR2G Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RPB7; RPB19; hRPB19; hsRPB7; POLR2G
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5436
ID гена	5436
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-172 человеческого POLR2G (NP_002687.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62487
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент