


Поликлональные Антитела Против Polr2H Для Wb, Ip, Elisa - P52434

Артикул: CM0026295



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные к POLR2H (RPB8/RPABC3), валидированные для WB, IP и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований РНК-полимеразы и изучения транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	POLR2H Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
Вид	Человек
ID гена	5437
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого POLR2H (NP_006223.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52434
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	С ледяным пакетом