


Анти-Polr2J Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P52435

Артикул: CM0023481



введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого POLR2J (RPB11-a), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Подходит для изучения транскрипции РНК-полимеразой II. Перекрестная реакция с мышью; ядерная локализация и повсеместная экспрессия с высокими уровнями в сердце и мышцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR2J кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	RPB11; RPB11A; RPB11m; hRPB14; POLR2J1; POLR2J
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5439
GeneID	5439
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-117 человеческого POLR2J (NP_006225.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52435
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом