


Поликлональное Антитело Против Polr2L Для Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Артикул: CM0023763



введение

POLR2L кроличье пАб, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелен на субъединицу РНК-полимеразы RPABC5; идеально подходит для исследований транскрипции и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR2L кроличье пАб
Примечания/Синонимы	RBP10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta; POLR2L
Вид	Человек
ID гена (человек)	5441
ID гена	5441
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-67 человеческого POLR2L (NP_066951.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62875
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	Холодильный пакет