

Поликлональные Антитела Против Polr3C Для Вб, Ифа - Q9Bui4

Артикул: CM0017430



введение

Поликлональные антитела к POLR3C кролика, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Нацелены на субъединицу РНК-полимеразы III RPC3 (RPC62) — ДНК-сенсор и компонент транскрипции. Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета и процессов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела к POLR3C кролика
Примечания/алиасы	C82; RPC3; RPC62; POLR3C
Вид	Человек
ID гена (человек)	10623
ID гена	10623
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-270 человеческого POLR3C (NP_006459.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BUI4
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодильный пакет