


Анти-Polr3K Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - Q9Y2Y1

Артикул: CM0028030



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого POLR3K, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают ключевую субъединицу РНК-полимеразы III, участвующую в точности транскрипции и врожденном иммунном ответе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR3K кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	C11, HLD21, My010, RPC10, RPC11, RPC12.5, C11-RNP3, POLR3K
Вид	Человек
ID гена	51728
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-108 человеческого POLR3K (NP_057394.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y2Y1
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом