

Кроличья Поликлональная Антитело Против Polrmt Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O00411

Артикул: CM0022769



введение

Кроличье поликлональное антитело против POLRMT, валидированное для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Реагирует с митохондриальной РНК-полимеразой человека и крысы, что позволяет проводить исследования митохондриальной транскрипции и репликации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLRMT Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	APOLMT; MTRNAP; MTRPOL; COXPD55; h-mtRPOL; POLRMT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5442
ID гена	5442
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-230 человеческого POLRMT (NP_005026.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O00411
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	В пакете со льдом