


Поликлональные Антитела К POMC Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P01189

Артикул: CM0027594



введение

Поликлональные антитела к POMC, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на проопиомеланокортин, предшественник гормонов гипофиза, участвующий в энергетическом балансе и реакции на стресс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POMC Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	LPN; MSH; NPP; POC; ACTH; CLIP; OBABRN; POMC
Вид	Человек
ID гена	5443
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого POMC (NP_000930.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01189
Молекулярный вес белка	29 кДа
Доставка	Сумка со льдом