


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pomgnt1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8Wza1

Артикул: CM0030238



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого POMGNT1 (GnT I.2), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований О-маннозильного гликозилирования и изучения дистрогликанопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POMGNT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MEB; RP76; GNTI.2; LGMD2O; GnT I.2; LGMDR15; MGAT1.2; gnT-I.2; POMGNT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55624
ID гена	55624
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 411-660 человеческого POMGNT1 (NP_060209.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WZA1
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	В ледяном пакете