

Анти-Pomgnt2 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nat1

Артикул: CM0017937



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого POMGNT2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения О-маннозилирования, гликозилирования дистрогликана и механизмов врожденной мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POMGNT2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AGO61; GTDC2; MDDGA8; MDDGC8; C3orf39; POMGNT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	84892
GeneID	84892
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-340 человеческого POMGNT2 (NP_116195.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NAT1
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка-холодильник