

## Поликлональные Антитела Против Pomk Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9H5K3

Артикул: CM0017507

### введение

Кроличьи поликлональные антитела к протеин O-маннозной киназе (POMK), валидированные для WB и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой для исследований дистрогликанопатий.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | POMK Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | SGK196; MDDGA12; MDDGC12; POMK                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| ID гена (Человек)         | 84197                                                                                                                             |
| ID гена                   | 84197                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого POMK (NP_115613.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q9H5K3                                                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 40кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                 |