


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pomr Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Y244

Артикул: CM0029773



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого POMR, валидированные для Вестерн-блоттинга и ELISA. Идеальны для исследований созревания протеасом, шаперонов и анализа деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POMR Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	UMP1; PRAAS2; HSPC014; C13orf12; PNAS-110; POMR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51371
GeneID	51371
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-141 человеческого POMR (NP_057016.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y244
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом