

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pomt1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y6A1

Артикул: CM0017771

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого POMT1 (Белок О-маннозилтрансферазы 1). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Прогнозируемый размер полосы ~85 кДа. Идеально для исследований дистрогликанопатии и гликозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POMT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RT; LGMD2K; MDDGA1; MDDGB1; MDDGC1; LGMDR11; POMT1
Вид	Человек
ID гена	10585
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-550 человеческого POMT1 (NP_001070833.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y6A1
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом