


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pon1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - P27169

Артикул: CM0009655



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PON1 (Сывороточная параоксоназа/арилэстераза 1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Детектирует белок массой 40 кДа (SWISS: P27169).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PON1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ESA; PON; MVCD5; PON1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5444
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого PON1 (P27169).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27169
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом