


Антитела Кролика Против Pon1 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P27169

Артикул: CM0026336



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческой сывороточной параоксоназы/арилэстеразы 1 (PON1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения путей детоксикации фосфорорганических соединений и атеросклероза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PON1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ESA; PON; MVCD5; PON1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5444
GeneID	5444
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-150 человеческого PON1 (NP_000437.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27169
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом