


Кроличьи Поликлональные Антитела К Anti-Pon1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - P27169

Артикул: CM0018182



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PON1 (P27169) для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения функции сывороточной параоксоназы/арилэстеразы 1 в гидролизе фосфорорганических соединений и антиоксидантной активности, связанной с ЛПВП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PON1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ESA; PON; MVCD5; PON1
Вид	Человек
ID гена	5444
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 9-109 человеческого PON1 (NP_000437.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27169
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом