

Кроличыи Поликлональные Антитела К Pon2 Для Wb И Elisa - Q15165

Артикул: CM0022043

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому PON2 (сывороточная параоксоназа/арилэстераза 2), валидированные для методов WB и ELISA. Мишенью является мембранный белок массой 39 кДа, участвующий в антиоксидантной активности и предотвращении перекисного окисления липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PON2 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	PON2
Вид	Человек
GeneID	5445
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого PON2 (NP_000296.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15165
Молекулярная масса белка	39 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет