

Поликлональные Антитела Против Pop4 Для Вб, Игг-П, Ифа - O95707

Артикул: CM0027410



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на POP4 (RPP29), субъединицу рибонуклеазы Р, участвующую в созревании тРНК. Валидированы для ВБ, ИГГ-П, ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований процессинга тРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POP4 кроличьи пАб
Примечания/алиасы	RPP29; POP4
Вид	Человек
ID гена (человек)	10775
ID гена	10775
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого POP4 (NP_006618.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95707
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Хладоэлемент