

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pop5 Для Wb И Elisa — Q969H6

Артикул: CM0021789



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий POP5 — ключевую субъединицу комплексов рибонуклеазы Р и MRP, участвующих в созревании тРНК и рРНК. Валидировано для WB и ELISA; перекрёстная реактивность с человеком и крысой. — Q969H6

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	POP5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RPP2; RPP20; hPop5; HSPC004; POP5
Вид	Человек
ID гена	51367
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого POP5 (NP_057002.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q969H6
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом